

# Welch Allyn® Green Series™ 300 General Exam Light

# 901067 EXAM/PROCEDURE LIGHT

## Instructions for use (English)

REF 771377, DIR 80025946 Ver. B, Revision date: 2020-10

© 2020 Welch Allyn, Inc. All rights reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, this instructions for use or any part thereof without permission from Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") assumes no responsibility for any injury to anyone that may result from (i) failure to properly use the product in accordance with the instructions, cautions, warnings, or statement of intended use published in this manual, or (ii) any illegal or improper use of the product.

Welch Allyn® is a trademark of Welch Allyn, Inc. Hillrom™ is a trademark of Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
Welch Allyn, Inc. is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

and EU IMPORTER  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, Co. Meath C15 AW22  
Ireland

Authorized Australian Sponsor  
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Phone 1800 650 083

## Intended use

The Welch Allyn GS 300 is designed to meet the various needs of the physician's office, hospital environment, and specialist's office. It is not intended for rendering diagnosis or surgery.

## Indications for use

The devices shall be used in hospitals and health care facilities by trained healthcare professionals to provide additional illumination while performing examinations and minor procedures.

## Contraindications

The devices shall not be used to render diagnosis or in surgery.

## Symbol descriptions

For information on the origin of these symbols, see the Welch Allyn symbols glossary: [welchallyn.com/symbolsglossary](http://welchallyn.com/symbolsglossary)

**WARNING** The warning statements in this manual identify conditions or practices that could lead to illness, injury, or death. Warning symbols will appear with a grey background in a black and white document.

**CAUTION** The caution statements in this manual identify conditions or practices that could result in damage to the equipment or other property, or loss of data.

- # Product Identifier
- REF Reorder number
- LOT Lot code
- GTIN Global Trade Item Number
- Consult instructions for use

- MD Medical device
- Rx ONLY Prescription only or "For Use by or on the order of a licensed medical professional"
- Manufacturer
- EC REP Authorized Representative in the European Community

- WARNING High intensity light
- Use indoors
- Temperature limits
- Atmospheric pressure limitation
- Humidity limitation
- Power on/off
- Alternating current (AC)
- Do not re-use, Single use device
- Mass in kilograms (kg)
- Fragile
- This way up
- Stacking limit by number
- Keep dry
- Recyclable
- Separate collection of Electrical and Electronic Equipment. Do not dispose as unsorted municipal waste.

## Warnings

**WARNING** Read and understand the instructions before using this product. Failure to understand the operating requirements for this product might result in injury to yourself or the patient, and/or might damage the instrument.

**WARNING** Illumination is intense. To minimize risk of harm to the eyes from optical radiation hazards, avoid looking at bright light sources and their reflections, do not stare at the light source in operation, and protect eyes where normal pupil sizes and aversion responses are not present.

**WARNING** Use the examination light in its intended working range of 20 in (50 cm). Exposures at closer distances may be harmful to skin. To minimize risk of harm to the skin from optical radiation hazards, minimize illumination intensity at the tissue examination site, minimize exposure times, and take additional precautions when skin sensitivity has been altered through tissue trauma or the use of anesthesia.

**WARNING** This is a class A product. In a hospital/physician's office environment this product might cause radio interference in which case the user should take adequate measures.

**WARNING** This product complies with current required standards for electromagnetic interference and should not present problems to other equipment or be affected by other devices. As a precaution, avoid using this device in close proximity to other equipment.

**WARNING** Do not modify this equipment. Any modification of this equipment voids the product warranty.

**WARNING** Personal injury risk. To avoid the risk of electric shock, this equipment must only be connected to a supply mains with protective earth.

**WARNING** Personal injury risk. The power cord is the disconnect device to isolate this equipment from supply mains. Position the equipment so that it is not difficult to reach to disconnect the cord.

## Cautions

**CAUTION** Only authorized Hillrom Service Centers can perform service on this product.  
**CAUTION** There are no user serviceable/replaceable parts.


## Residual risks

This product complies with relevant electro-magnetic interference, mechanical safety, performance, and biocompatibility standards. However, the product cannot completely eliminate potential patient or user harm from the following:

- Harm or device damage associated with electro-magnetic hazards,
- Harm from mechanical hazards,
- Harm from device, function, or parameter unavailability,
- Harm from misuse error, such as inadequate cleaning, and/or
- Harm from device exposure to biological triggers that may result in a severe systemic allergic reaction.

## Mounting


### Table/wall mount





**WARNING** Ensure that the mounting bracket is securely anchored to the wall or table, or that the mobile stand is securely assembled, and the exam light is securely fastened to the bracket or stand as directed. Do not hang or place objects on the equipment.

## Setup instructions

### Mobile stand assembly instructions



### Setup



## Cleaning

**WARNING** Ensure that the device is unplugged from wall socket.

### Luminaire

- Clean with a cloth dampened with any of these approved cleaning agents:
  - warm water and mild detergent
  - 70 percent isopropyl alcohol
  - 10 percent bleach solution
- Follow with a cloth dampened with warm water.
- Wipe dry with a clean cloth.

After cleaning, inspect the device for wear, fraying, or other damage. Do not use if you see signs of damage, if the instrument malfunctions, appears not to be working properly, or if you notice a change in performance. Contact Hillrom Technical Support department for assistance.

## Troubleshooting

### Green light not illuminated

**Possible cause**  
Power supply fault. No power supplied to light.

**Solution**  
Verify all cables are connected correctly.

### Green light illuminated

**Possible cause**  
Light is not functioning correctly.

**Solution**  
Contact Hillrom Technical Support.

## Disposal

Users must adhere to all federal, state, regional, and/or local laws and regulations as they pertain to the safe disposal of medical devices and accessories. If in doubt, the user of the device should first contact Hillrom Technical Support for guidance on safe disposal protocols.

[welchallyn.com/weee](http://welchallyn.com/weee)

## PATENT/PATENTS

[hillrom.com/patents](http://hillrom.com/patents)  
May be covered by one or more patents. See above Internet address. The Hill-Rom companies are the proprietors of European, US, and other patents and pending patent applications.

## Hillrom Technical Support

For information about any Hillrom product, contact Hillrom Technical Support at [hillrom.com/en-us/about-us/locations](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations)

## Notice to users and/or patients in EU

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## Performance characteristics

**Spot size:** 14 cm @ 50 cm working distance

**Spot type:** Soft Edge

## Specifications

### Electrical

Input: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0.35A max

### Environment

- Temperature
- Operating: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
  - Transport/storage: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Relative humidity, non-condensing
- Operating: 15 – 90 %
  - Transport/storage: 15 – 95%
- Atmospheric pressure
- Operating: 700 – 1060 hPa
  - Transport/storage: 500 – 1060 hPa

### Equipment classification

Safety Class 1, Continuous Operation

### Additional technical information

[welchallyn.com/gseries](http://welchallyn.com/gseries)

## Standards and compliance

The device complies with the following standards:

- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-2
- Country-specific standards are included in the applicable Declaration of Conformity



## Lot code

YYWW (on product)  
YYDDD (on package)  
YY= last 2 digits of the year  
WW= week of the year  
DDD= consecutive day of the Julian year

## Guidance and manufacturer's declaration/EMC

For information about electromagnetic compatibility (EMC), see the Welch Allyn website [welchallyn.com/emc-examlight](http://welchallyn.com/emc-examlight).

A printed copy of the emissions and immunity information can be ordered from Welch Allyn for delivery within 7 calendar days.

## Accessories

- 48955 Table / Wall Mount for GS Exam Light IV / GS 300 / GS 600
- 44215 12" Wall Mount Extension
- 48960 Heavy Duty/Tall Mobile Stand

## Warranty

Five years.

Hill-Rom reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.





















## Lampe d'examen général Welch Allyn® Green Series™ 300

# 901067 LAMPE D'EXAMEN/DE PROCÉDURE

### Instructions d'utilisation (Français)

REF 771377, DIR 80025946 Ver. B, date de révision: 2020-10

© 2020 Welch Allyn, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction ou duplication partielle ou totale de ce mode d'emploi, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans une autorisation écrite préalable de Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. (« Welch Allyn ») ne peut être tenu responsable des dommages corporels pouvant résulter (i) du non-respect des instructions, des mises en garde, des avertissements ou des spécifications d'utilisation publiés dans ce manuel ou (ii) d'une utilisation illégale ou inappropriée du produit. Welch Allyn® est une marque commerciale de Welch Allyn, Inc. Hillrom™ est une marque commerciale de Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
Welch Allyn, Inc. est une filiale de Hill-Rom Holdings, Inc.

et IMPORTATEUR AU SEIN DE L'UE  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, Co. Meath C15 AW22  
Ireland

Partenaire Australien agréé  
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Phone 1800 650 083

### Utilisation prévue

Le GS 300 de Welch Allyn a pour objet de répondre aux divers besoins des cabinets des praticiens, de l'environnement hospitalier et des cabinets des spécialistes. Il n'a pas pour objet d'éclairer une opération de diagnostic ou de chirurgie.

### Indications d'utilisation

Les dispositifs doivent être utilisés dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé par des professionnels de santé formés afin de fournir un éclairage supplémentaire lors d'examens et de procédures mineures.

### Contre-indications

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour effectuer un diagnostic ou une intervention chirurgicale.

### Description des symboles

Pour obtenir des informations concernant l'origine de ces symboles, consulter le glossaire des symboles Welch Allyn : [welchallyn.com/symbolsglossary](#)

**Avertissement** Les messages Avertissement de ce manuel indiquent les conditions ou pratiques susceptibles d'entraîner des blessures, une maladie ou le décès. Les symboles d'avertissement apparaissent sur fond gris dans un document en noir et blanc.

**Attention** Les mises en garde dans ce manuel décrivent des situations ou pratiques susceptibles d'endommager l'équipement ou tout autre appareil, ou d'entraîner la perte de données.

- # Identifiant du produit
- REF Numéro de commande
- LOT Code de lot
- GTIN Référence de commerce international
- i Se reporter au mode d'emploi
- MD Dispositif médical

**Rx ONLY** Sur prescription uniquement ou « Ne doit être utilisé que par un praticien médical diplômé ou sur prescription de celui-ci »

	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Attention <span> </span> : Lumière à forte intensité.
	Utilisation en intérieur.
	Limites de température
	Plage de pression atmosphérique
	Plage d'humidité
	Mise sous ou hors tension.
	Courant alternatif (CA)
	Ne pas réutiliser, dispositif à usage unique
	Masse en kilogrammes (kg)
	Fragile
	Haut
	Limite d'empilement par chiffre
	Tenir au sec
	Recyclable
	Tri sélectif des équipements électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers non triés.

### Avertissements

**AVERTISSEMENT** Lisez et assimilez les instructions avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise compréhension des exigences de fonctionnement du produit peut entraîner des blessures sur vous-même ou sur le patient ou encore endommager l'appareil.

**AVERTISSEMENT** Cet éclairage est intense. Ne fixez pas la source lumineuse des yeux pendant son fonctionnement. Cela pourrait être nocif pour vos yeux. Pour réduire le plus possible les risques pour les yeux liés aux radiations optiques potentielles, évitez de fixer des yeux les sources lumineuses vives et leurs reflets et protégez-vous les yeux en cas de taille de la pupille anormale et d'absence de réponse à l'aversion.

**AVERTISSEMENT** Utilisez la lampe d'examen dans sa plage de fonctionnement prévue, à savoir 50 cm. Une exposition à une distance plus courte pourrait présenter un risque pour la peau. Pour réduire le plus possible les risques pour la peau liés aux radiations optiques potentielles, réduisez au minimum l'intensité lumineuse sur le site d'examen des tissus, abaissez les durées d'exposition et prenez des précautions supplémentaires lorsque la sensibilité de la peau a été modifiée du fait d'un traumatisme des tissus ou de l'utilisation d'un anesthésiant.

**AVERTISSEMENT** Ceci est un produit de catégorie A. Il peut engendrer des interférences radio dans les bureaux d'un hôpital ou d'un praticien, auquel cas l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées.

**AVERTISSEMENT** Ce produit est conforme aux normes requises actuelles en matière d'interférences électromagnétiques et ne doit pas créer de problèmes à d'autres équipements ni être affecté par ces derniers. Par précaution, évitez d'utiliser ce dispositif à proximité d'autres équipements.

**AVERTISSEMENT** Ne pas modifier cet équipement. Toute modification apportée à cet équipement risque de blesser le patient. Toute modification apportée à cet équipement annule la garantie du produit.

**AVERTISSEMENT** Risque de blessure. Pour éviter tout risque de choc électrique, cet équipement doit uniquement être raccordé à une alimentation secteur avec mise à la terre.

**AVERTISSEMENT** Risque de blessure. Le cordon d'alimentation sert de dispositif de déconnexion pour isoler l'appareil de l'alimentation secteur. Positionnez l'appareil de façon à ce que ce cordon soit facile à atteindre et à déconnecter.

### Attention

**ATTENTION** Les réparations doivent être effectuées uniquement par des centres de maintenance Hillrom agréés.

**ATTENTION** Aucune des pièces ne peut être réparée ou remplacée.


### Risque résiduel

Ce produit est conforme aux normes relatives aux interférences électromagnétiques, à la sécurité mécanique, aux performances et à la biocompatibilité. Cependant, le produit ne peut pas éliminer complètement le risque de blessures potentielles pour le patient ou l'utilisateur, parmi lesquelles :

- Blessure ou détérioration du dispositif associée à des risques électromagnétiques ;
- Blessure due à des risques mécaniques ;
- Blessure due à l'indisponibilité d'un dispositif, d'une fonction ou d'un paramètre ;
- Blessure due à une erreur d'utilisation, comme un nettoyage inapproprié, et/ou
- Blessure due à l'exposition du dispositif à des déclencheurs biologiques pouvant entraîner une réaction allergique systémique grave.

### Montage



#### Montage sur une table ou au mur



**AVERTISSEMENT :** Vérifiez que la patte de fixation est fermement fixée au mur ou à la table ou que le support mobile est monté de manière sécurisée et que la lampe d'examen est bien fixée à la patte ou au support, comme indiqué. Ne faites pas pendre d'objets de l'équipement et ne déposez pas d'objets dessus.

### Instructions d'installation

#### Instructions pour un montage sur un support mobile



### Nettoyage

**AVERTISSEMENT** Vérifiez que l'appareil est bien débranché de la prise murale.

#### Luminaire

- Nettoyez avec un chiffon imbibé de l'un des agents de nettoyage approuvés suivants :
  - Eau chaude et détergent doux
  - 70 % d'alcool isopropylique
  - Solution d'eau de Javel à 10 %
- Utilisez ensuite un chiffon imbibé d'eau chaude.
- Essuyez à l'aide d'un chiffon propre.

Après le nettoyage, inspectez le dispositif afin de vous assurer l'absence de signes d'usure, d'efflochesment ou d'autres dommages. Si des signes de dommage sont visibles, que l'instrument présente un dysfonctionnement, qu'il ne fonctionne pas correctement ou que des changements de performances sont perçus, ne l'utilisez pas. Contactez le département d'assistance technique de Hillrom pour obtenir de l'aide.

### Dépannage

#### Voyant vert éteint

**Cause possible**  
Défaillance de l'alimentation électrique. Aucune alimentation n'est raccordée à la lumière.

**Solution**  
Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.

#### Voyant vert allumé

**Cause possible**  
La lumière ne fonctionne pas correctement.

**Solution**  
Contactez l'assistance technique de Hillrom.

### Mise au rebut

Les utilisateurs doivent respecter toutes les lois et réglementations fédérales, nationales, régionales et/ou locales relatives à la mise au rebut en toute sécurité des dispositifs et accessoires médicaux. En cas de doute, l'utilisateur du dispositif doit d'abord contacter l'assistance technique Hillrom pour obtenir des conseils sur les protocoles de mise au rebut en toute sécurité.

[welchallyn.com/weee](#)



### BREVET/BREVETS

hillrom.com/patents  
Peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Voir l'adresse Internet ci-dessous. Les sociétés Hill-Rom sont propriétaires des brevets européens, américains et des autres brevets, ainsi que des demandes de brevets en instance.

### Support technique Hillrom

Pour plus d'informations sur un produit Welch Allyn, contacter le support technique Hillrom: [hillrom.com/en-us/about-us/locations](#)

### Avis aux utilisateurs et/ou aux patients au sein de l'UE

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouve.

### Caractéristiques de performances

**Taille du faisceau:** 14 cm à une distance de travail de 50 cm

**Type de faisceau:** Contour doux

### Caractéristiques

#### Électricité

Entrée : 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A max.

#### Environnement

- Température
- Fonctionnement : 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
  - Transport / ou entreposage: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Humidité relative, sans condensation
- Fonctionnement : 15 – 90 %
  - Transport / ou entreposage: 15 – 95%
- Pression atmosphérique
- Fonctionnement : 700 – 1060 hPa
  - Transport / ou entreposage: 500 – 1060 hPa

### Classification de l'équipement

Catégorie de sécurité 1, fonctionnement continu

### Autres informations techniques

[welchallyn.com/gsseries](#)

### Normes et conformité

Le dispositif est conforme aux normes suivantes :  
CEI 60601-1

CEI 60601-1-2

Les normes spécifiques au pays sont incluses dans la déclaration de conformité correspondante.

### Code de lot

AASS (sur le produit)  
AAJJ (sur l'emballage)  
AA = 2 derniers chiffres de l'année  
SS = semaine de l'année  
JJJ = jour de l'année julienne

### Recommandations et déclaration du fabricant/CEM

Pour obtenir des informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM), consulter le site Web de Welch Allyn : [welchallyn.com/emc-examlight](#).

Une version imprimée des informations relatives aux émissions et à l'immunité peut être commandée auprès de Welch Allyn et sera livrée dans un délai de 7 jours calendaires.

### Accessoires

48955	Table/Dispositif de montage mural pour lampe d'examen GS IV/GS 300/GS 600
44215	Extension de dispositif de montage mural 12 pouces
48960	Socket mobile de grande taille/pour usage intensif

### Garantie

Cinq ans.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles de ses produits sans avis préalable. La seule garantie dont répond Hill-Rom est la garantie explicite écrite accordée lors de la vente ou la location de ses produits.





**Svjetlo za opći pregled**  
**Welch Allyn® Green Series™ 300**

# 901067 SVJETLO ZA PREGLED/POSTUPKE

Upute za upotrebu (Hrvatski)

REF 771377, DIR 80025946 Ver. B, Datum revizije: 2020-10

© 2020, Welch Allyn, Inc. Sva prava pridržana. Nije dozvoljena reprodukcija ni kopiranje ovih uputa ili bilo kojeg njihova dijela ni u kojem obliku bez dopuštenja tvrtke Welch Allyn. Tvrtka Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn“) ne preuzima nikakvu odgovornost ni za kakvu ozljedu osoba koja može proizaći iz (i) nepravilne upotrebe proizvoda koja nije u skladu s uputama, mjerama opreza, upozorenjima ili izjavama o namjeni koji su objavljeni u ovom priručniku ili (ii) bilo kakve nezakonite ili nepravilne upotrebe proizvoda. Welch Allyn® žig je tvrtke Welch Allyn, Inc. Hillrom™ žig je tvrtke Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.  
 4341 State Street Road  
 Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
 Welch Allyn, Inc. podružnica je tvrtke Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP i uvoznik za Europsku uniju  
 Welch Allyn Limited  
 Navan Business Park, Dublin Road,  
 Navan, Co. Meath C15 AW22  
 Ireland

CE Ovlaštteni australski sponzor  
 Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
 Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
 Macquarie Park, NSW 2113  
 Phone 1800 650 083

**Namjena**  
 Svjetiljka Welch Allyn GS 300 namijenjena je da zadovolji različite potrebe liječničkih ureda, bolničkog okruženja i specijalističkih ureda. Nije namijenjena postavljanju dijagnoza ili operacijama.

**Indikacije za uporabu**  
 Uređaje trebaju upotrebljavati educirani zdravstveni stručnjaci u bolnicama i zdravstvenim ustanovama kao dodatno osvjetljenje pri izvođenju pregleda i manjih postupaka.

**Kontraindikacije**  
 Uređaji se ne smiju upotrebljavati za postavljanje dijagnoza ili u kirurškim zahvatima.

**Opisi simbola**  
 Za informacije o podrijetlu ovih simbola pogledajte rječnik simbola tvrtke Welch Allyn: [welchallyn.com/symbolsglossary](http://welchallyn.com/symbolsglossary)

**UPOZORENJE** upozorenja u ovom priručniku identificiraju uvjete ili prakse koje mogu dovesti do bolesti, ozljeda ili smrti. Simbol upozorenja prikazuje se sa sivom pozadinom u crno-bijelom dokumentu.  
**OPREZ** mjere opreza u ovom priručniku identificiraju uvjete ili prakse koje mogu rezultirati oštećenjem opreme ili druge imovine ili gubitkom podataka.

# Identifikator proizvoda  
 REF Broj ponovne narudžbe  
 LOT Šifra partije  
 GTIN Globalni broj trgovačke jedinice  
 ⓘ Pogledajte upute za upotrebu.

MD Medicinski uređaj

Rx ONLY Dostupno samo na recept ili „namijenjeno uporabi od strane ili po nalogu licenciranog zdravstvenog stručnjaka“  
 Proizvođač

EC REP Ovlaštteni predstavnik u Europskoj zajednici

☀️ OPREZ Svjetlo velike jakosti.  
 🏠 Koristite u zatvorenim prostorima.  
 🌡️ Ograničenja temperature  
 ⚠️ Ograničenje atmosferskog tlaka  
 💧 Ograničenje vlažnosti  
 🔌 Uključiti/isključiti.  
 ~ Izmjenična struja (AC)

⚠️ Nemojte ponovno upotrebljavati, Uređaj za jednokratnu upotrebu  
 📦 Težina u kilogramima (kg)

🍷 Lomljivo  
 📦 Ovom stranom gore  
 🏠 Ograničenje slaganja jedno na drugo prema broju  
 ☔ Držati na suhom  
 ♻️ Može se reciklirati  
 ⚠️ Odvojeno prikupljanje električne i elektroničke opreme. Nemojte odložiti kao nesortirani komunalni otpad.


**⚠️ Upozorenja**

**UPOZORENJE** Morate pročitati i razumjeti upute prije korištenja proizvodom. U slučaju nerazumijevanja pravila za rukovanje ovim proizvodom, možete ozlijediti sebe, pacijenta i/ili oštetiti instrument.  
**UPOZORENJE** Osvjetljenje je jako. Ne gledajte u izvor svjetlosti pri korištenju. Može biti štetno za oči. Da biste umanjili rizik od oštećenja očiju uslijed optičkog zračenja, izbjegavajte gledanje u izvore jake svjetlosti i njihove odraze te zaštitite oči kada veličina zjenice nije uobičajena i kada izostaje refleks treptaja.  
**UPOZORENJE** Koristite svjetlo za preglede u namijenjenom radnom području od 50 cm (20 in). Izlaganja na manjim daljinama mogu biti štetna za kožu. Da biste umanjili rizik od oštećenja kože uslijed optičkog zračenja, smanjite jakost svjetlosti na području tkiva koje se pregledava, smanjite vrijeme izlaganja i poduzmite dodatne mjere opreza kada se osjetljivost kože promijeni zbog povrede tkiva ili korištenja anestezije.  
**UPOZORENJE** Ovo je proizvod klase A. U uredskom okruženju bolnice ili liječnika ovaj proizvod može uzrokovati smetnje radiovalova, u tom slučaju korisnik će možda trebati poduzeti odgovarajuće mjere.  
**UPOZORENJE** Ovaj proizvod u skladu je s trenutačnim obaveznim standardima za elektromagnetske smetnje i ne bi trebao ometati rad druge opreme te drugi uređaji ne bi trebali ometati njegov rad. Kao mjera opreza, izbjegavajte upotrebu ovog uređaja u blizini druge opreme.  
**UPOZORENJE** Ne izmjenjujte ovu opremu. Bilo kakve izmjene ove opreme mogu uzrokovati ozljedu pacijenta. Bilo kakve izmjene ove opreme poništavaju jamstvo proizvoda.  
**UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda. Radi izbjegavanja opasnosti od električnog udara, ova se oprema smije priključiti samo na napajanje s uzemljenjem.  
**UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda. Kabelom napajanja iskopčajte opremu kako biste je izolirali iz napajanja. Opremu postavite na način da je olakšan pristup kabeu za iskopčanje.  
**⚠️ Oprez**  
**OPREZ** Samo ovlaštteni servisni centri tvrtke Hillrom smiju servisirati ovaj proizvod.  
**OPREZ** Korisnik ne smije sam mijenjati ili servisirati dijelove.

**Preostali rizik**  
 Ovaj je proizvod u skladu s relevantnim normama o elektromagnetskim smetnjama, mehaničkoj zaštiti, radnom učinku i biokompatibilnosti. Međutim, pri upotrebi proizvoda nije moguće u potpunosti ukloniti moguće opasnosti za pacijenta ili korisnika od sljedećeg:



- ozljede ili oštećenja uređaja povezanog s elektromagnetskim opasnostima,
- ozljede povezane s mehaničkim opasnostima,
- ozljede povezane s nedostupnošću uređaja, funkcije ili parametra,
- ozljede povezane s nepropisnom upotrebom, kao što je neodgovarajuće čišćenje i/ili
- ozljede povezane s izlaganjem uređaja biološkim okidačima, što može dovesti do teške sistemske alergijske reakcije.

**Montaža**  
**Montaža na stol/zid**



**⚠️ UPOZORENJE** Provjerite je li nosač za montažu sigurno učvršćen za zid ili stol, je li mobilni stalak sigurno sastavljen te je li svjetlo za pregled sigurno pričvršćeno za nosač ili stalak prema uputama. Nemojte vješati ili stavljati predmete na opremu.

**Upute za postavljanje**  
**Upute za sastavljanje mobilnog stalka**



**Čišćenje**  
**⚠️ UPOZORENJE** Provjerite je li uređaj isključen iz zidne utičnice.

**Svjetiljka**

🚫 1. Očistite krpom namočenom nekim od ovih odobrenih sredstava za čišćenje:

- topla voda i blagi deteržent
- 70-postotni izopropilni alkohol
- 10-postotna otopina izbjeljivača

2. Nakon toga očistite krpom navlaženom toplom vodom.  
 3. Osušite čistom krpom.

Nakon čišćenja pregledajte uređaj kako biste provjerili ima li istrošenosti, habanja ili drugih oštećenja. Nemojte ga upotrebljavati ako primijetite znakove oštećenja, ako ne radi, izgleda da ne radi ispravno ili primijetite promjenu u radnom učinku. Zatražite pomoć od tehničke podrške tvrtke Hillrom.

**Rješavanje problema**

**Zeleno svjetlo ne svijetli**  
**Mogući uzrok**  
 Pogreška napajanja. Ne dolazi do napajanja svjetla. 🚫  
**Rješenje**  
 Provjerite jesu li svi kabeli ispravno spojeni.

**Zeleno svjetlo svijetli**  
**Mogući uzrok**  
 Svjetlo ne radi ispravno.  
**Rješenje**  
 Obratite se tehničkoj podršci tvrtke Hillrom.

**Odlaganje**  
 Korisnici se moraju pridržavati svih saveznih, državnih, regionalnih i/ili lokalnih zakona i propisa koji se odnose na sigurno odlaganje medicinskih proizvoda i dodatnog pribora. U slučaju nedoumica korisnik uređaja najprije se mora obratiti tehničkoj podršci tvrtke Hillrom radi uputa o protokolima za sigurno odlaganje.

🚫 [welchallyn.com/weee](http://welchallyn.com/weee)

**PATENT/PATENTI**  
[hillrom.com/patents](http://hillrom.com/patents)  
 Proizvod može biti zaštićen jednim patentom ili s više njih. Pogledajte prethodno navedenu internetsku adresu. Tvrtke Hill-Rom vlasnici su europskih, američkih i drugih patenata i prijava patenata na čekanju.

**Tehnička podrška tvrtke Hillrom**  
 Za informacije o proizvodima tvrtke Hillrom obratite se tehničkoj podršci tvrtke Hillrom na [hillrom.com/en-us/about-us/locations](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations)

**Napomena za korisnike i/ili pacijente unutar EU-a**  
 Svaki ozbiljan incident koji se dogodi, a vezan je uz uređaj, treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent imaju nastan.

**Radne značajke**  
**Veličina svjetla:** 14 cm pri radnoj udaljenosti od 50 cm  
**Vrsta svjetla:** Meko

**Specifikacije**  
**Električke**  
 Ulaz: 100 – 240 V~ 50 Hz – 60 Hz, 0,35 A maks.

**Okruženje**  
 Temperatura  
 • Rad: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)  
 • Prijevoz/čuvanje: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)  
 Relativna vlažnost, nekondenzirajuće  
 • Rad: 15 – 90 %  
 • Prijevoz/čuvanje: 5 – 95%  
 Atmosferski tlak  
 • Rad: 700 – 1060 hPa  
 • Prijevoz/čuvanje: 500 – 1060 hPa

**Klasifikacija opreme**  
 Sigurnosna klasa I, neprestani rad

**Dodatni tehnički podaci**  
[welchallyn.com/gsseries](http://welchallyn.com/gsseries)

**Standardi i sukladnost**  
 Uređaj je sukladan sa sljedećim standardima:  
 IEC 60601-1  
 IEC 60601-1-2  
 Standardi specifični za pojedinu državu uključeni su u primjenjivu Izjavu o sukladnosti



**Šifra partije**  
 GGTT (na proizvodu)  
 GGDDD (na pakiranju)  
 GG = posljednje 2 znamenke godine  
 TT = tjedan u godini  
 DDD = dan u julijanskog godini

**Smjernice i deklaracije proizvođača / EMC**  
 Informacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) potražite na web-stranici tvrtke Welch Allyn: [welchallyn.com/emc-examlight](http://welchallyn.com/emc-examlight).

Tiskani primjerak Informacija o emisijama i otpornosti može se naručiti od tvrtke Welch Allyn s isporukom u roku od 7 kalendarskih dana.

**Dodatni pribor**  
 48955 Nosač za stol/zid za svjetlo za pregled GS IV/GS 300/GS 600  
 44215 Produžetak za nosač za zid od 12”  
 48960 Izdržljiv/visok mobilni stalak

**Jamstvo**  
 Pet godina.

Tvrtka Hill-Rom zadržava pravo izmjene dizajna, specifikacija i modela bez prethodne obavijesti. Jedino je jamstvo tvrtke Hill-Rom izričito pisano jamstvo na prodaju i najam proizvoda tvrtke.





## Lampada per esami generali Welch Allyn® Green Series™ 300

# 901067 LAMPADA PER ESAMI/PROCEDURE

### Istruzioni per l'uso (Italiano)

REF 771377, DIR 80025946 Ver. B, Data di revisione: 2020-10



© 2020 Welch Allyn, Inc. Tutti i diritti riservati. Non è consentita la riproduzione o la duplicazione delle istruzioni per l'uso o di qualsiasi parte di esse, in qualunque forma, senza autorizzazione da parte di Welch Allyn. Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni a persone dovute a (i) uso del prodotto non conforme alle istruzioni, precauzioni, avvertenze o dichiarazioni d'uso previsto pubblicate in questo manuale oppure a (ii) uso illecito o improprio del prodotto. Welch Allyn® è un marchio registrato di Welch Allyn, Inc. Hillrom™ è un marchio registrato di Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
Welch Allyn, Inc. è una consociata di Hill-Rom Holdings, Inc.

EC REP e IMPORTATORE UE  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, Co. Meath C15 AW22  
Ireland

Sponsor autorizzato per l'Australia  
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Phone 1800 650 083

### Destinazione d'uso

La GS 300 Welch Allyn è progettata per soddisfare le varie esigenze di studi medici, strutture ospedaliere e studi di medici specialisti. Non deve essere usata per effettuare diagnosi o interventi chirurgici.

### Indicazioni per l'uso

I dispositivi devono essere utilizzati in ospedali e strutture sanitarie da personale sanitario qualificato per fornire un'illuminazione aggiuntiva durante l'esecuzione di esami e procedure minori.

### Controindicazioni

I dispositivi non devono essere utilizzati per eseguire diagnosi o interventi chirurgici.

### Descrizione dei simboli

Per informazioni sull'origine di questi simboli, consultare il glossario dei simboli di Welch Allyn: [welchallyn.com/symbolsglossary](http://welchallyn.com/symbolsglossary)

**AVVERTENZA** I messaggi di avvertenza nel presente manuale indicano condizioni o comportamenti che potrebbero causare malattie, lesioni personali o morte. I simboli di avvertenza vengono visualizzati con uno sfondo grigio in un documento in bianco e nero.

**ATTENZIONE** I messaggi di attenzione nel presente manuale indicano condizioni o comportamenti che potrebbero danneggiare il sistema o altre apparecchiature, oppure provocare la perdita di dati.

- # Identificativo del prodotto
- REF Numero di rinnovo ordine
- LOT Codice lotto
- GTIN Numero articolo per il com
- Consultare le Istruzioni per l'uso
- MD Dispositivo medico

**Rx ONLY** Solo su prescrizione o "Per l'uso da parte di o su prescrizione di medici o di personale sanitario qualificato"  
Produttore

EC REP Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

- ☀ Attenzione: luce ad alta intensità
- 🏠 Usare all'interno
- 🌡 Limiti di temperatura
- Ⓜ Limiti di pressione atmosferica
- 💧 Limiti di umidità
- 🔌 Accensione/spengimento
- ⚡ Corrente alternata (CA)
- ⚠ Non riutilizzare, dispositivo monouso
- 📊 Massa in chilogrammi (kg)
- 🍷 Fragile
- 📏 Alto
- 📄 Limiti di accatastamento per numero
- ☀ Mantenerne in luogo asciutto
- ♻ Riciclabile
- 🗑 Raccolta separata di attrezzatura elettrica. Non smaltire come rifiuti urbani indifferenziati.

### Avvertenze

**AVVERTENZA** leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata comprensione dei requisiti operativi di questo prodotto potrebbe causare lesioni personali, al paziente e/o danneggiare lo strumento.

**AVVERTENZA** l'illuminazione è intensa. Non fissare la fonte luminosa quando è in funzione, può causare danni agli occhi. Per ridurre tali rischi dovuti a pericolose radiazioni ottiche, evitare di guardare fonti luminose intense e i loro riflessi e proteggere gli occhi laddove la normale grandezza delle pupille e le risposte avverse non sono presenti.

**AVVERTENZA** usare la lampada da osservazione nel raggio operativo previsto di 20 pollici (50 cm). Esposizioni a distanze inferiori potrebbero risultare dannose per la pelle. Per ridurre il rischio di danni alla pelle dovuti a pericolose radiazioni ottiche, ridurre al minimo l'intensità luminosa in corrispondenza del sito di osservazione del tessuto e i tempi di esposizione e adottare misure supplementari quando la sensibilità cutanea è stata alterata a causa di trauma tissutale o per l'uso di anestesia.

**AVVERTENZA** è un prodotto di classe A. Nella struttura di un ospedale/ studio medico questo prodotto può provocare radiointerferenza, nel qual caso l'utilizzatore dovrebbe adottare le misure appropriate.

**AVVERTENZA** Questo prodotto è conforme alle norme attuali richieste per l'interferenza elettromagnetica e non dovrebbe creare problemi ad altre apparecchiature nonché essere influenzato da altri dispositivi. Per precauzione si consiglia di evitarne l'uso in prossimità di altre apparecchiature.

**AVVERTENZA** non apportare modifiche all'apparecchiatura. Qualsiasi modifica può causare lesioni al paziente. Qualsiasi modifica può annullare la garanzia del prodotto.

**AVVERTENZA** rischio di lesioni per il personale. Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere collegata soltanto a una rete di alimentazione dotata di adeguata messa a terra di protezione.

**AVVERTENZA** rischio di lesioni per il personale. Il cavo di alimentazione rappresenta il dispositivo di disconnessione per isolare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione. Posizionare l'apparecchiatura in modo che il cavo non sia difficile da raggiungere o scollegare.

### Messaggi di attenzione

**ATTENZIONE** Solo i centri di assistenza Hillrom autorizzati possono eseguire la manutenzione del prodotto.

**ATTENZIONE** non ci sono parti che possano essere riparate/sostituite dall'utente.


### Rischio residuo

Questo prodotto è conforme agli standard relativi a interferenza elettromagnetica, sicurezza meccanica, prestazioni e biocompatibilità. Tuttavia, il prodotto non può eliminare completamente i potenziali danni al paziente o all'utente seguenti:

- Danni o guasti al dispositivo associati a pericoli elettromagnetici,
- Danni causati da pericoli meccanici,
- Danni causati da dispositivo, funzionamento o indisponibilità dei parametri,
- Danni causati da uso improprio, ad esempio pulizia inadeguata e/o
- Danno derivante dall'esposizione del dispositivo a fattori scatenanti biologici che possono provocare una grave reazione allergica sistemica.

### Montaggio


#### Montaggio su tavolo/parete





**AVVERTENZA** assicurare che la staffa di montaggio sia ancorata perfettamente alla parete o al tavolo, o che il banco mobile sia perfettamente assemblato, e che la lampada da osservazione sia fissata perfettamente alla staffa o al banco come da istruzioni. Non appendere o appoggiare oggetti sull'apparecchio.

### Istruzioni di installazione

#### Istruzioni di assemblaggio su banco mobile



### Impostazione



### Pulizia

**AVVERTENZA** assicurarsi chwe il dispositivo sia scollegato dalla presa a muro..

### Apparecchio di illuminazione

- Pulire con un panno inumidito con uno dei seguenti agenti di pulizia approvati:
  - acqua calda e detergente delicato
  - alcool isopropilico al 70%
  - Soluzione di candeggina al 10%
- Subito dopo, utilizzare un panno inumidito con acqua calda.
- Asciugare strofinando con un panno pulito.

Dopo aver effettuato la pulizia, ispezionare il dispositivo per verificare che non siano presenti segni di usura, sfilacciamenti o altri danni. Non utilizzare se si notano segni di danni, se lo strumento non funziona correttamente o se si notano variazioni nelle prestazioni. Contattare il servizio di assistenza tecnica Hillrom.

### Risoluzione dei problemi

- Luce verde non illuminata**  
**Possibile causa** Alimentazione non funzionante. La lampada non viene alimentata.  
**Soluzione** Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Luce verde illuminata**  
**Possibile causa** La lampada non funziona correttamente.  
**Soluzione** Contattare l'assistenza tecnica Hillrom.

### Smaltimento

Gli utenti devono rispettare tutte le leggi e le normative federali, statali, regionali e/o locali in quanto si riferiscono allo smaltimento sicuro di dispositivi e accessori medicali. In caso di dubbi, l'utente del dispositivo deve prima contattare l'assistenza tecnica Hillrom per indicazioni sui protocolli di smaltimento sicuri.

welchallyn.com/weee

### BREVETTO/BREVETTI

[hillrom.com/patents](http://hillrom.com/patents)  
Può essere coperto da uno o più brevetti. Vedere l'indirizzo Internet riportato di seguito. Le società Hill-Rom sono proprietarie di brevetti europei e statunitensi nonché di altri brevetti e richieste di brevetto in corso di concessione.

### Assistenza tecnica Hillrom

Per informazioni sui prodotti Welch Allyn, contattare l'Assistenza tecnica Hillrom: [hillrom.com/en-us/about-us/locations](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations)

### Avviso agli utenti e/o pazienti nell'UE

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente l'utente e/o il paziente.

### Caratteristiche prestazionali

**Dimensioni spot:** Distanza operativa da 14 cm a 50 cm

**Tipo spot:** Bordo morbido

### Specifiche Elettriche

Alimentazione: 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0.35A max

### Ambiente

- Temperatura
  - Operativo: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
  - Trasporto/stoccaggio: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Umidità relativa, senza condensa
  - Operativo: 15 – 90 %
  - Trasporto/stoccaggio: 15 – 95%
- Pressione atmosferica:
  - Operativo: 700 – 1060 hPa
  - Trasporto/stoccaggio: 500 – 1060 hPa

### Classificazione dell'apparecchio

Classe di sicurezza I, Funzionamento continuo

### Informazioni tecniche supplementari

[welchallyn.com/gsseries](http://welchallyn.com/gsseries)

### Standard e conformità

Il dispositivo è conforme ai seguenti standard:  
IEC 60601-1  
IEC 60601-1-2

Gli standard specifici per ciascun paese sono inclusi nella Dichiarazione di conformità applicabile



### Codice lotto

AASS (sul prodotto)  
AAGGG (sulla confezione)  
AA = ultime due cifre dell'anno  
SS = settimana dell'anno  
GGG = giorni consecutivi del calendario giuliano

### Direttive e dichiarazione del produttore/EMC

Per informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), visitare il sito Web Welch Allyn : [welchallyn.com/emc-examlight](http://welchallyn.com/emc-examlight).

Una copia cartacea delle informazioni relative alle emissioni e all'immunità può essere richiesta a Welch Allyn e verrà consegnata entro 7 giorni di calendario.

### Accessori

- 48955 Supporto da tavolo/a parete per lampada per esame GS IV/GS 300 /GS 600
- 44215 Prolunga per supporto a parete da 12"
- 48960 Carrello mobile alto/per impieghi pesanti

### Garanzia

Cinque anni.

Hill-Rom si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso in termini di design, specifiche e modelli. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è quella esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei suoi prodotti.



## Welch Allyn® Green Series™ 300 ジェネラルイグザミネーションライト

# 901067 イグザミネーション / プロシージャーライト

### 使用説明書 (日本語)

REF 771377, DIR 80025946 バージョン B, 改定日：2020-10

© 2020 Welch Allyn, Inc. All rights reserved. Welch Allyn の許可なく、本使用説明書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製または複写することを禁じます。 Welch Allyn, Inc. (以下「Welch Allyn」)は、(i) 本書に記載されている指示、注意、警告、または用途 (使用目的) に従って製品を適切に使用していないこと、または (ii) 本品の違法または不適切な使用に起因する負傷については、一切責任を負わないものとします。

Welch Allyn® は Welch Allyn, Inc. の商標です。 Hillrom™ は Hill-Rom Services, Inc. の商標です。 Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com Welch Allyn, Inc. は、Hill-Rom Holdings, Inc. の子会社です。 EC REP および EU 輸入業者 Welch Allyn Limited Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath C15 AW22 Ireland

CE Authorized Australian Sponsor Welch Allyn Australia Pty. Ltd. Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road Macquarie Park, NSW 2113 Phone 1800 650 083

### 用途 (使用目的)

ウェルチ・アレンの GS 300 は、診療所、病院環境、および専門施設の様々なニーズを満たすよう設計されています。診断または外科手術を行うためのものではありません。

### 使用の適応

本機器は、病院や医療施設において、検査や簡単な処置を行う間に追加的な照明を提供するために、訓練を受けた医療従事者によって使用されるものです。

### 禁忌

本機器は、診断画像の表示や手術で使用するためのものではありません。

### 記号・マークの説明

これらの記号・マークの出処については、ウェルチ・アレン社の記号・マーク一覧を参照してください。 welchallyn.com/symbolsglossary

	<b>警告</b> 本説明書の「警告」は、疾患、損傷、または死につながる可能性がある状況や行為を示すものではありません。白黒の文書では、警告記号の背景は灰色に表示されます。
	<b>注意</b> 本書に記載の注意事項は、本機器またはその他の設備の破損、またはデータ紛失につながるおそれのある使用状況や使用方法を規定しています。
	型番
	再注文番号
	ロットコード
	国際取引商品番号 (GTIN)

	使用説明書を参照
	医療機器
	要処方、または「有資格の医療専門家による使用、または有資格の医療専門家の指示の下で使用」メーカー
	欧州共同体の正式 代表者
	注意：高輝度光源
	屋内で使用してください
	温度範囲
	気圧範囲
	湿度範囲
	電源オン／オフ
	交流電流 (AC)
	再使用不可、単回使用機器
	キログラム (kg) 単位の質量
	破損注意
	天地無用
	重ね置き台数の上限
	水濡れ注意
	リサイクル可能
	電気・電子機器の分別回収未分別の一般廃棄物として処分しないでください。

**警告** 本製品を使用する前に説明書をよく読んで理解してください。本製品の操作要件を理解しないと、操作者や患者がけがをしたり、機器を損傷したりする可能性があります。 **警告** 照射は非常に強力です。操作中に光源を見つめないでください。目に害になる可能性があります。光放射の有害性による目への害のリスクを最小限に抑えるために、明るい光源やその反射を見ることを避け、通常の瞳孔の大きさや回避反応が得られない場合は目を保護してください。 **警告** イグザミネーションライトは、20 インチ (50 cm) の所定作業範囲内で使用してください。近距離での照射は皮膚に害になる可能性があります。光放射の有害性による皮膚への害のリスクを最小限に抑えるために、組織検査部位での照射強度を最低限に抑え、照射回数を最低限にし、組織の外傷または麻酔薬の使用により皮膚の過敏性が変わった場合は、更なる予防措置を取ってください。 **警告** 本製品はクラス A 製品です。病院／診療所の環境では、本製品は無線妨害を引き起こす場合があります、その場合、ユーザーは適切な措置を取らなければならない可能性があります。 **警告** 本製品は、電磁妨害に関する国内外の適用基準に準拠しており、他の機器に問題を引き起こしたり、他の機器によって影響を受けることはありません。しかし、万一に備 **警告** 本製品をご自身で改造、分解、修理しないでください。改造等を行うと、患者がけがををするおそれがあります。改造等を行った場合は、保証の対象外となります。えて、本製品を他の機器の近くで使用しないでください。 **警告** けがををするおそれがあります。感電の危険を防止するため、本機器は必ず保護アース付きの電源に接続してください。 **警告** けがををするおそれがあります。電源コードは、本機器の電源を遮断する切断装置です。コードが容易に外せる場所に機器を配置してください。


	<b>注意</b> 本製品の修理等を行うことができるのは、Hillrom の正規サービスセンターに限られます。 <b>注意</b> ユーザーが修理可能／交換可能な部品はありません。
--	--

### 残存リスク

本製品は、関連する電磁干渉、機械的安全性、性能、生体適合性の規格に準拠しています。しかしながら、本製品は、次に示すような患者 やユーザーに対する潜在的な損害を完全に取り除くことはできません。


- ・電磁障害に関連する損害または装置の破損
- ・機械的危険性による損害
- ・装置、機能、パラメータ非表示による損害
- ・不十分な洗浄など、誤った使用法による損害
- ・重度の全身性アレルギー反応を引き起こすおそれのある生物学的トリガへの装置曝露による損害

### 取付け 卓上設置／壁取付け





**警告** 取付用金具が壁やテーブルにしっかりと固定されていること、またはモバイルスタンドがしっかりと組み立てられていること、そしてイグザミネーションライトが指定されたおりに金具またはスタンドにしっかりと締め付けられていることを確認してください。機器には、物を吊るしたり、置いたりしないでください。

### 設置方法 モバイルスタンド組立方法



### 設置



### クリーニング

**警告** 必ず機器のプラグが壁コンセントから抜けていることを確認してください。

### 照明器具

- 1 C 次の使用が認められた洗浄剤のうち、いずれかを含ませた布で汚れを拭き取ります。
  - ・温水と中性洗剤
  - ・70 パーセントのイソプロピル・アルコール
  - ・10 % の漂白剤希釈液
- 2 温水を含ませた布で後拭きしてください。
- 3 清潔な布で拭いて乾かしてください。

清掃後、機器に磨耗や擦り切れ、その他の損傷がないか点検します。損傷の兆候が見られた場合、装置の不具合や正しく動作していないことが分かった場合、性能に変化があることに気付いた場合は、使用しないでください。サポートについては、Hillrom テクニカルサポート部門にお問い合わせください。

### トラブルシューティング

- 緑色のランプが点灯していない考えられる原因** 電源の故障。ライトに電気が通じていない。
- 解決方法** ケーブルがすべて正しく接続されていることを確認してください。
- 緑色のランプが点灯している考えられる原因** ライトが正しく機能していない。
- 解決方法** Hillrom テクニカルサポートにお問い合わせください。

### 廃棄処分

ユーザーは、医療機器および付属品の安全な廃棄に関する国、州、地域、自治体のいずれかまたはすべての法律と規則を順守する必要があります。機器を安全に廃棄する手順について不明点がある場合は、まず Hillrom テクニカルサポートにお問い合わせください。

welchallyn.com/weee

### 特許

hillrom.com/patents  
1 つまたは複数の特許により保護されている場合があります。上記のインターネットアドレスで確認してください。 Hill-Rom 社は、欧州、米国、およびその他の国の特許および申請中の特許出願の所有者です。

### Hillrom テクニカルサポート

Welch Allyn 製品に関する情報については、Hill-Rom テクニカルサポートにお問い合わせください。 hillrom.com/en-us/about-us/locations

### 性能の特徴

**スポットサイズ**： 50 cm の作業距離で 14 cm

**スポットタイプ**： ソフトエッジ

### 仕様

**電気** 入力：100 ~ 240V、50Hz ~ 60Hz、最大 0.35A

### 環境

**温度**  
 ・操作時：10 °C - 35 °C (50 °F - 95 °F)  
 ・移動時 / 保管時：-20 °C - 49 °C (-4 °F - 120 °F)  
**相対湿度、非結露**  
 ・操作時：15 - 90 %  
 ・移動時 / 保管時：15 - 95%  
**気圧**  
 ・操作時：700 - 1060 hPa  
 ・移動時 / 保管時：500 - 1060 hPa

### 機器分類

安全クラス 1、連続運転

### その他の技術上の情報

welchallyn.com/gsseries

### 規格への適合性

本機器は、次の規格に準拠しています。  
 IEC 60601-1  
 IEC 60601-1-2  
 国独自の規格は、該当する適合宣言書に記載されています。

### ロットコード

YYWW (製品)  
 YYDDD (パッケージ)  
 YY = 年の下 2 桁  
 WW = 年の週  
 DDD = ユリウス暦の通算日

### ガイダンスおよび製造業者による宣言 /EMC

電磁両立性 (EMC) に関する情報については、Welch Allyn の Web サイト welchallyn.com/emc-examlight を参照してください。

電磁放射と電磁波耐性に関する情報を記載した冊子版が必要な場合は、Welch Allyn までお申し付けください。7 暦日以内にお届けいたします。

### 付属品

48955	GS イグザミネーションライト IV/GS 300/GS 600 用テーブル / ウォールマウント
44215	12 インチのウォールマウントエクステンション
48960	ヘビーデューティー / トールモバイルスタンド

### W 保証

5 年間。

Hill-Rom は、設計、仕様、モデルの変更を予告なく行う権利を留保します。Hill-Rom による保証は、当該製品の販売および貸し出しに適用される書面による明示的な保証のみです。





© 2020 Welch Allyn, Inc. 모든 권리 보유 . Welch Allyn 의 허가 없이 이 사용 지침 또는 그 일부를 어떠한 형태로든 전자 또는 복제하는 행위는 허용되지 않습니다 . Welch Allyn, Inc.("Welch Allyn") 는 (i) 이 설명서에 나와 있는 지침 , 주의 사항 , 경고 또는 용도 설명에 따라 제품을 올바르게 사용하지 않거나 (ii) 불법적이거나 부적절한 제품 사용으로 인해 발생할 수 있는 부상에 대한 책임을 지지 않습니다 .

Welch Allyn® 은 Welch Allyn, Inc. 의 등록 상표입니다 . Hillrom ™은 Hill-Rom Services, Inc. 의 상표입니다 .

Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
Welch Allyn, Inc 는 Hill-Rom Holdings, Inc. 의 자회사입니다 .

EC REP 및 EU 수입업체 :  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, Co. Meath C15 AW22  
Ireland

호주 공인 스폰서 :  
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Phone 1800 650 083

### 용도

Welch Allyn GS 300 은 의사의 사무실 , 병원 환경 및 전문의실의 다양한 요건을 충족하도록 설계되었습니다 . 진단 또는 수술 용 제품이 아닙니다 .

### 사용 지침

이 장치는 교육 받은 의료 전문가가 병원 및 의료 시설에서 시험 및 간단한 절차를 수행하는 동안 추가 조명을 제공하는 데 사용해야 합니다 .

### 금지 사항

진단 또는 수술 시 장치를 사용해서는 안 됩니다 .

### 기호 설명

이 기호의 유래에 대한 정보는 다음 주소에 있는 Welch Allyn 기호 설명을 참조하십시오 .

	<b>경고</b> 본 설명서의 경고 문구는 질병, 상해 또는 사망을 초래할 수 있는 상태 또는 행동을 나타냅니다 . 경고 문은 흑백 문서에 회색 배경으로 나타납니다 .
	<b>주의</b> 본 설명서에서 주의 문구는 장비 또는 기타 자산의 손상 또는 데이터 손실이 발생할 수 있는 상황 또는 사례를 나타냅니다 .
	제품 ID
	재주문 번호
	로트 코드

	국제 거래 단위 번호
	사용 지침 참조
	의료 기기
	처방 전용 또는 " 면허 있는 전문 의료인의 사용 또는 주문만 가능 "
	제조업체
	유럽공동체 (EC) 공인 대리점

	주의 : 고휘도 광원
	실내용
	온도 제한
	대기압 제한
	습도 제한
	전원 켜기 / 끄기
	교류 (AC)
	재사용 금지 , 일회용 장치
	킬로그램 (kg) 단위의 질량
	깨지기 쉬움
	이쪽을 위로
	적층 제한 ( 숫자 표시 )
	마른 상태 유지
	재활용
	전기 전자 제품으로 분리 수 거하십시오 . 분류하지 않은 생활 폐기물과 함께 폐기하 지 마십시오 .

### 경고

**경고** 본 제품을 사용하기 전에 지침을 읽고 이해해야 합니다 . 본 제품의 작동 요구사항을 이해하지 못하면 사용자나 환자가 상해를 입거나 제품이 손상될 수 있습니다 .

**경고** 고휘도 조명입니다 . 작동 중인 광원을 바라보지 마십시오 . 눈에 유해할 수 있습니다 . 광방사 위험으로부터 눈이 다칠 위험을 최소화하려면 밝은 광원과 반사되는 빛을 바라보지 말고 동공 크기가 바뀌거나 눈이 부시지 않도록 보호하십시오 .

**경고** 시험 조명은 20 인치 (50cm) 에서 작동되도록 고안되었습니다 . 가까운 거리에서 노출되면 피부에 유해할 수 있습니다 . 광방사 위험으로부터 피부가 손상될 위험을 최소화하려면 조직 시험 사이트에서 조도 및 노출 시간을 최소화하고 조직 외상 또는 무감각증으로 인해 피부 민감도가 바뀔 경우 별도의 보호 조치가 필요합니다 .

**경고** 본 제품은 Class A 등급입니다 . 병원 / 의사의 사무실 환경에서 본 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있으며 사용자는 그에 따른 적절한 조치를 취해야 합니다 .

**주의** 이 장치는 전자파 간섭에 대한 현재 필수 표준을 준수하므로 다른 장비에 문제를 유발하거나 다른 장치의 영향을 받지 않을 것입니다 . 예방 조치로 이 장치를 다른 장비와 가까이에서 사용하지마십시오 .

**경고** 이 장비를 개조하지 마십시오 . 장비를 개조하면 환자가 상해를 입을 수 있으며 제품 보증도 받을 수 없게 됩니다 .  
**경고** 신체적 상해 위험이 있습니다 . 감전 위험을 방지하려면 이 장비를 보호 접지가 있는 공급 전원에만 연결해야 합니다 .  
**경고** 신체적 상해 위험이 있습니다 . 전원 코드는 이 기기를 공급 전원에서부터 격리하는 전원 차단 장치입니다 . 전원 코드에 접근하여 코드 연결을 분리하기 쉬운 위치에 기기를 배치하십시오 .

### 주의


**주의** 공인된 Hillrom 서비스 센터에서만 본 제품에 대해 서비스를 수행할 수 있습니다 .  
**주의** 사용자가 수리 / 교체할 수 있는 부품이 없습니다 .

### 잔존 위험

이 제품은 관련 전자기 간섭 , 기계적 안전 , 성능 및 생체 적합성 표준을 준수합니다 . 그러나 본 제품은 다음과 같은 잠재적인 환자 또는 사용자 피해를 완전히 제거하지는 못합니다 .


- 전자기 위험과 관련된 피해 또는 장치 손상
- 기계적 위험으로 인한 피해
- 장치 , 기능 또는 매개 변수 사용 불가로 인한 피해
- 잘못된 사용 ( 예 : 부적절한 세척 ) 으로 인한 피해
- 심각한 전신 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 생물학적 요인에 장치를 노출시킴으로써 발생한 피해

### 장착





**경고** 장착용 브래킷이 벽 또는 테이블에 단단히 고정되었는지 혹은 이동용 스탠드가 안전하게 조립되고 시험 조명이 지침에 따라 브래킷 또는 스탠드에 안전하게 고정되었는지 확인하십시오 . 장비 위에 사물을 매달거나 배치하지 마십시오 .

### 설치 지침 이동용 스탠드 조립 지침



### 설치



### 청소

**경고** 장치를 벽면 콘센트에서 분리하십시오 .

### 조명 기구

1. 다음에 해당되는 승인된 세척제를 적신 천으로 청소하십시오 .
  - 따뜻한 물과 중성 세제
  - 70% 이소프로필 알코올
  - 10% 표백 용액
2. 그런 다음 따뜻한 물에 적신 천으로 닦습니다 .
3. 깨끗한 천으로 물기를 닦아 냅니다 .

세척 후 , 장치의 마모 또는 기타 손상 여부를 정기적으로 검사하십시오 . 손상의 징후가 있거나 , 기기가 오작동하는 것으로 보이거나 , 성능이 변경된 경우 사용하지 마십시오 . Hillrom 의 기술 지원 부서에 지원을 요청하십시오 .

### 문제점 해결

	<b>초록색 불이 켜지지 않는 경우</b> <b>추정 원인</b> 전원 공급 실패 . 조명 기구에 전원이 공급되지 않고 있습니다 .	
	<b>해결책</b> 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오 .	
	<b>초록색 불이 켜진 경우</b> <b>추정 원인</b> 조명이 올바르게 작동하지 않습니다 .	
	<b>해결책</b> Hillrom 기술 지원 .	

### 제품 폐기

사용자는 의료 기기 및 부속품의 안전한 폐기와 관련된 모든 연방 , 주 , 지역 및 / 또는 현지 법률 및 규정을 준수해야 합니다 . **확실하지 않은 경우 , 장치 사용자가 먼저 Hillrom 기술 지원팀에 안전한 폐기 프로토콜에 대한 지침을 문의해야 합니다 .**

[welchallyn.com/weee](http://welchallyn.com/weee)

### 특허 / 하나 이상의 특허

hillrom.com/patents  
하나 이상의 특허권에 의해 보호될 수 있습니다 . 위의 인터넷 주소를 참조하십시오 . Hill-Rom 회사는 유럽 , 미국 및 기타 국가의 특허 및 출원 중인 특허의 소유권자입니다 .

### Hillrom 기술 지원

Welch Allyn 제품에 대한 자세한 내용은 Hill-Rom 기술 지원팀 ([hillrom.com/en-us/about-us/locations](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations)) 에 문의하십시오 .

### 성능 특성

스팟 크기 : 14cm @ 50cm 작동 거리

**스팟 유형 :** 부드러운 모서리

### 사양

#### 전기

입력 : 100~240V, 50~60Hz, 최대 0.35A

#### 환경

##### 온도

- 작동 : 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
  - 이송 / 보관 : -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- 상대 습도 , 비응축
- 작동 : 15 – 90 %
  - 이송 / 보관 : 15 – 95%

##### 대기압

- 작동 : 700 – 1060 hPa
- 이송 / 보관 : 500 – 1060 hPa

### 기기 등급

안전 등급 1, 연속 작동

### 기타 기술 정보

[welchallyn.com/gsseries](http://welchallyn.com/gsseries)

### 표준 및 규정 준수

본 모니터는 다음 표준을 준수합니다 .

IEC 60601-1  
IEC 60601-1-2  
국가별 표준은 해당 적합성 선언서에 포함되어 있습니다

### 로트 코드

YYWW( 제품 )  
YYDDD( 패키지 )  
YY = 해당 연도의 마지막 두 자리  
WW = 해당 연도의 주  
DDD = 물리우스력의 연속일

### 안내문 및 제조자 고지 사항

전자기 적합성 (EMC) 에 대한 자세한 정보는 Welch Allyn 웹사이트 ( [welchallyn.com/emc-examlight](http://welchallyn.com/emc-examlight)) 를 참조하십시오 .

방출 및 내성 정보 인쇄본은 Welch Allyn 에 요청하시면 7 일 이내에 배송됩니다 .

### 부속품

48955 GS 검사 조명 IV/GS 300/GS 600

용 테이블 / 벽면 마운트

44215 12 인치 벽면 마운트 확장

48960 중부하 작업용 / 높이 이동식 스탠드

### 보증

5 년 .

Hillrom 은 디자인 , 사양 및 모델을 예고 없이 변경할 수 있습니다 . Hillrom 에 서 보증하는 유일한 사항은 제품의 판매나 임대 시 제공된 명시적인 서면 보증뿐입니다 .

















## Luz de exame geral Welch Allyn® Green Series™ 300

# 901067 LUZ PARA PROCEDIMENTOS/EXAMES

### Instruções de uso (Português BR)

REF 771377, DIR 80025946 Ver. B, Data da revisão: 2020-10

© 2020 Welch Allyn, Inc. Todos os direitos reservados. Ninguém tem permissão para reproduzir ou duplicar, de forma alguma, estas instruções de uso ou qualquer parte sem a permissão da Welch Allyn. A Welch Allyn, Inc. (“Welch Allyn”) não assume qualquer responsabilidade por qualquer lesão que possa resultar de (i) falha em usar o produto adequadamente de acordo com as instruções, advertências, avisos ou declaração de uso pretendido publicada neste manual ou (ii) qualquer uso ilegal ou inadequado do produto. Welch Allyn® é uma marca comercial da Welch Allyn, Inc. Hillrom™ é uma marca comercial da Hill-Rom Services, Inc.

Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
Welch Allyn, Inc. es una filial de Hill-Rom Holdings, Inc.

IMPORTADOR na UE  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, Co. Meath C15 AW22  
Ireland

Patrocinador australiano autorizado  
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Phone 1800 650 083

### Uso pretendido

O GS 300 da Welch Allyn foi criada para atender às várias necessidades do consultório médico, ambiente hospitalar e consultório do especialista. Não tem como objetivo o fornecimento de diagnóstico ou a cirurgia.

### Indicações de uso

Os dispositivos devem ser usados em hospitais e instalações de saúde por profissionais de saúde treinados para fornecer iluminação adicional durante a realização de exames e procedimentos menores.

### Contraindicações

Os dispositivos não devem ser usados para realizar diagnósticos ou cirurgias.

### Descrições de símbolo

Para obter informações sobre a origem desses símbolos, consulte o glossário de símbolos da Welch Allyn. [welchallyn.com/symbolsglossary](http://welchallyn.com/symbolsglossary)

**AVISO** As etiquetas de aviso presentes neste manual identificam condições ou práticas que podem causar doenças, lesões ou morte. As declarações de aviso são exibidas com um plano de fundo cinza em um documento em preto e branco.

**CUIDADO** Atenționările din acest manual identifică practicile sau condițiile care ar putea duce la deteriorarea echipamentelor sau a altor bunuri sau la pierderea datelor. Această definiție se aplică atât simbolurilor galbene, cât și celor alb-negru.

- # Identificador do produto
- REF Número de novo pedido
- LOT Código do lote
- GTIN Número de item de comércio global
- i Consulte as Instruções de uso
- MD Dispositivo médico

**Rx ONLY** Somente com receita ou "Para uso por ou mediante pedido de um profissional médico licenciado"

Fabricante

EC REP Patrocinador australiano autorizado

Cuidado: Luz de alta intensidade.

Use em ambientes internos.

Limites de temperatura

Limite de pressão atmosférica

Limite de umidade

Botão liga/desliga

Corrente alternada (CA)

Não reutilize. Dispositivo descartável

Massa em quilogramas (kg)

Frágil

Este lado para cima

Limite de empilhamento pelo número

Mantenha seco

Reciclável

Separe a coleção de equipamentos elétricos e eletrônicos. Não descarte este produto como lixo urbano não classificado (reciclável/ orgânico).

### ! Avisos

**AVISO** Leia e compreenda as instruções antes de utilizar o produto. A falha em entender os requisitos operacionais para este produto pode resultar em lesão física em você, no paciente e/ou pode danificar o instrumento.

**AVISO** A iluminação é intensa. Não olhe diretamente para a fonte de luz durante a operação. Isso pode danificar os olhos. Para minimizar o risco de danos aos olhos causados pelo perigo da radiação óptica, evite olhar para a fonte de luz forte e seus reflexos e proteja os olhos quando não houver a presença de tamanhos normais de pupila e respostas de aversão.

**AVISO** Use a luz de exame em sua extensão de trabalho planejada de 20 pol (50 cm). Exposições em distâncias mais próximas podem ser perigosas à pele. Para minimizar o risco de danos à pele causado pelo perigo da radiação óptica, minimize a intensidade da iluminação no local de exame do tecido, minimize os tempos de exposição e tome precauções adicionais quando a sensibilidade da pele tiver sido alterada por meio de trauma tecidual ou pelo uso de anestesia.

**AVISO** Esse é um produto classe A. Em um ambiente de hospital/consultório, esse produto pode causar interferência de rádio, em cujo caso o usuário pode ser solicitado a tomar as medidas adequadas.

**AVISO** Este produto obedece aos padrões atuais de interferência magnética e não deverá apresentar problemas a outros equipamentos nem ser afetado por outros dispositivos. Como precaução, evite usar este dispositivo próximo a outros equipamentos.

**AVISO** Não modifique o equipamento. Qualquer modificação pode levar a lesões no paciente. Qualquer modificação no equipamento anulará a garantia do produto.

**AVISO** Risco de lesões pessoais. Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só pode ser conectado a uma rede de alimentação com fio-terra de proteção.

**AVISO** Risco de lesões pessoais. O cabo de alimentação é considerado o dispositivo de desconexão para isolamento deste equipamento das redes de energia. Posicione o equipamento em uma posição que não seja difícil de alcançar para desconectar o cabo.

### ! Advertências

**CUIDADO** Apenas as centrais de serviço autorizadas da Hillrom podem executar manutenção no produto.

**CUIDADO** Não há peças substituíveis/sujeitas à manutenção pelo usuário.



### Risco residual

Este produto está em conformidade com a interferência eletromagnética, segurança mecânica, desempenho e padrões de biocompatibilidade relevantes. No entanto, o produto não pode eliminar completamente os possíveis danos ao paciente ou usuário do seguinte:

- Danos ou prejuízos ao dispositivo associados a riscos eletromagnéticos,
- Danos causados por perigos mecânicos,
- Danos causados pela indisponibilidade do dispositivo, função ou parâmetro,
- Danos causados por uso indevido, tais como a limpeza inadequada e/ou
- Danos causados pela exposição do dispositivo a estímulos biológicos que podem resultar em grave reação alérgica sistêmica.

### Montagem


#### Montagem na mesa/parede




**AVISO** Certifique-se de que o suporte de montagem esteja fixado com segurança na parede ou mesa, ou de que o suporte móvel esteja montado com segurança, e a lâmpada de exame esteja fixada com segurança ao suporte ou ao suporte móvel, conforme as instruções. Não pendure ou coloque objetos no equipamento.

### Instruções de configuração

#### Instruções de montagem em suporte móvel



### Configuração



### Limpeza

**AVISO** Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado da tomada.

### Luminária

1. Limpe com um pano umedecido com qualquer um destes produtos de limpeza aprovados:
  - água morna e detergente neutro
  - 70 por cento de álcool isopropílico
  - Solução de água sanitária a 10%
2. Siga com um pano umedecido com água morna.
3. Seque com um pano limpo.

Após a limpeza, inspecione o dispositivo quanto a presença de desgaste ou outros danos. Não utilize o produto se houver sinais de danos, se o instrumento não funcionar corretamente, se parecer que ele não está funcionando corretamente ou se você notar uma alteração no desempenho. Entre em contato com o departamento de Suporte Técnico da Hillrom para obter assistência.

### Solução de problemas

	<b>Luz verde apagada</b> <b>Causa possível</b> Falha no fornecimento de energia. Não há fornecimento de energia à luz. <b>Resolução</b> Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.	
	<b>Luz verde acesa</b> <b>Causa possível</b> A luz não está funcionando corretamente. <b>Resolução</b> Entre em contato com o suporte técnico.	

### Descarte

Os usuários devem aderir a todas as leis e regulamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais em relação ao descarte seguro de dispositivos e acessórios médicos. Em caso de dúvida, o usuário do dispositivo deve primeiro entrar em contato com o Suporte Técnico da Hillrom para obter orientação sobre protocolos de descarte seguro. [welchallyn.com/weee](http://welchallyn.com/weee)



### PATENTE/PATENTES

[hillrom.com/patents](http://hillrom.com/patents)  
O produto pode estar coberto por uma ou mais patentes. Consulte o endereço online acima. As empresas do grupo Hill-Rom detêm patentes e pedidos de patente na Europa, Estados Unidos e em outros países.

### Suporte técnico da Hillrom

Para obter informações sobre qualquer produto da Hillrom, entre em contato com o suporte técnico da Hillrom através do endereço [hillrom.com/en-us/about-us/locations](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations)

### Características de desempenho

**Tamanho do ponto:** 14 cm a 50 cm de distância de trabalho

**Tipo de ponto:** Borda suave

### Especificações Elétrica

Entrada: 100 – 240 V~ 50 Hz – 60 Hz, 0,35 A máx.

### Ambiente

- Temperatura
- Operação: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- Transporte/armazenamento: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)
- Umidade relativa, sem condensação
- Operação: 15 – 90 %
- Transporte/armazenamento: 15 – 95%
- Pressão atmosférica
- Operação: 700 – 1060 hPa
- Transporte/armazenamento: 500 – 1060 hPa

### Classificação do equipamento

Classe de segurança I, Operação contínua

### Informações técnicas adicionais

[welchallyn.com/gsseries](http://welchallyn.com/gsseries)

### Padrões e conformidade

O dispositivo está em conformidade com as seguintes normas:  
IEC 60601-1  
IEC 60601-1-2  
Os padrões específicos do país estão incluídos na declaração de conformidade aplicável



### Código do lote

AASS (no produto)  
AADDD (na embalagem)  
AA = últimos 2 dígitos do ano  
SS = semana do ano  
DDD = dia consecutivo do ano juliano

### Diretrizes e declaração do fabricante/EMC

Para obter informações sobre a compatibilidade eletromagnética (EMC), consulte o site da Welch Allyn: [welchallyn.com/emc-examlight](http://welchallyn.com/emc-examlight).

Uma cópia impressa das informações sobre emissões e imunidade pode ser solicitada à Welch Allyn para entrega em até sete dias corridos.

### Acessórios

- |       |  |
|-------|--|
| 48955 | Suporte de mesa/parede para luz de exame IV GS / GS 300 / GS 600 |
| 44215 | Extensão de montagem em parede de 12"                            |
| 48960 | Suporte móvel pesado/alto  |

### Garantia

Cinco anos.

A Hill-Rom reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, o design, as especificações e os modelos. A única garantia que a Hill-Rom oferece é a garantia expressa por escrito estendida na venda ou locação de seus produtos.















## Welch Allyn® Green Series™ 300 普通检查灯

# 901067 检查 / 手术灯

### 使用说明 (简体中文)

REF 771377, DIR 80025946 版本 B, 修订日期: 2020-10

© 2020 Welch Allyn, Inc. 保留所有权利。未经 Welch Allyn 许可, 任何人不得以任何形式再版或复制本使用说明或其中的任何部分。Welch Allyn, Inc. (下称“Welch Allyn”) 对因 (i) 未按本手册中所述说明、小心、警告或预期用途声明恰当地使用本产品, 或 (ii) 任何非法或不当使用本产品而造成的任何伤害不承担任何责任。Welch Allyn® 是 Welch Allyn, Inc. 的商标。Hillrom™ 是 Hill-Rom Services, Inc. 的商标。

Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
Welch Allyn, Inc. 是 Hill-Rom Holdings, Inc. 的子公司。

和欧洲进口商  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, Co. Meath C15 AW22  
Ireland

澳大利亚授权赞助方  
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Phone 1800 650 083

### 澳大利亚授权赞助方

伟伦 GS 300 旨在满足医生办公室、医院环境以及专科医生办公室的各种需求, 并非用于实施诊断或手术。

### 适用范围

该设备应由经过培训的医疗保健专业人员在医院和医疗机构中使用, 以便在进行检查和处置时提供额外照明。

### 禁忌症

该设备不得用于诊断或外科手术。

### 符号说明

关于这些符号来源的信息, 请登录以下网址查阅 Welch Allyn 符号表: [welchallyn.com/symbolsglossary](http://welchallyn.com/symbolsglossary)

**警告** 本手册中的警告声明说明了可能导致疾病、伤害或死亡的状况或做法。在黑白文档中以灰色背景显示警告声明。

**小心** 本手册中的注意事项声明说明可能导致设备或其他财产损失或数据丢失的状况或做法。

- # 产品标识符
- REF 再订购编号
- LOT 批次代码
- GTIN 全球贸易项目代码
- i 请查阅使用说明
- MD 医疗设备

Rx ONLY 仅供处方使用或 “ 仅可由持证医疗执业人员使用, 或按其医嘱使用 ”

- 制造商
- EC REP 欧洲共同体授权 代表
- 注意: 高亮度照明
- 室内使用
- 温度限制
- 大气压力限制
- 温度限制
- 电源开 / 关
- 交流电 (AC)
- 一次性使用设备, 请勿重复使用
- 质量, 用千克 (kg) 表示
- 易碎
- 此面朝上
- 用数字表示的叠放限制
- 保持干燥
- 可回收
- 分开收集电气和电子设备。请勿将其作为未分类城市垃圾处理。

### 警告

**警告** 请在使用本产品前认真阅读并理解相关说明。对本产品的操作要求理解不当可能导致您本人和患者受到伤害, 并 / 或可能导致仪器受到损害。

**警告** 照明强度极高, 请勿直视工作状态下的光源。可能对眼睛有害。为尽量减少光学辐射对眼睛的伤害, 请避免直视亮光源或其反射光, 并在瞳孔大小异常和灰光反应消失时对眼睛采取保护措施。

**警告** 请在 20 英寸 (50 厘米) 的目标工作范围内使用检查灯。离光源较此距离为近可能会对皮肤有害。为尽量减少光学辐射对皮肤的伤害, 请尽可能减低对组织检查部位的照明强度, 尽量缩短光照时间, 若皮肤敏感度因组织损伤或麻醉剂的使用而有所变化, 则请采取额外预防措施。

**警告** 本产品为 A 级产品。在医院 / 医生办公室环境中本产品可能导致无线电干扰, 这种情况下用户可能需要采取充分应对措施。

**警告** 本产品符合当前规定的电磁干扰标准, 应不至于给其他设备造成问题, 也不会受到其他设备的影响。但是, 为了审慎起见, 请避免在其他设备附近使用本设备。

**警告** 请勿对本设备进行修改。对本设备进行任何修改都可能导致患者受伤。对本设备所做的任何修改都会使产品的保修无效。

**警告** 存在人身伤害风险。为避免电击危险, 本设备必须接入带有接地保护的电源。

**警告** 存在人身伤害风险。电源线是用来将本设备与电源隔开的隔离装置。请勿将设备安装在难以接触或断开电源线的位置。

### 注意事项

**注意** 只有获得授权的 Hillrom 服务中心才能对本产品执行维护。


**注意** 没有任何用户可以自行修理 / 更换的零部件。

### 残留风险

本产品符合电磁干扰、机械安全、性能和生物相容性的相关标准。但是, 本产品无法完全消除对患者或用户造成的以下潜在伤害:


- 与电磁危害相关的伤害或设备损坏,
- 机械危害造成的伤害,
- 设备、功能或参数无效造成的伤害,
- 错误使用 (如清洁不充分) 造成的伤害, 和 / 或
- 设备暴露于可能会造成严重过敏反应生物触发因素而造成的伤害。

### 安装 桌面 / 墙面安装





**警告** 请确保安装托架已牢固地固定于墙面或桌面上, 或已牢固地组装移动支架, 并确保检查灯已按指示牢固地安装在托架或支架上。请勿在本产品上悬挂或放置其他物品。

### 安装说明 移动支架组装说明



### 安装



### 清洁

**警告** 请确保设备已从电源插座中拔出。

### 照明设备

- 用任何一种允许使用的清洁剂将布浸湿来进行清洁:
  - 温水和温和清洁剂
  - 70% 的异丙醇
  - 10% 漂白剂
- 然后再用蘸有温水的湿布擦拭。
- 然后用干净的布抹干。

清洁后, 检查设备是否出现磨损或其他损坏迹象。如果您发现仪器出现损坏迹象、仪器故障、似乎无法正常工作或者仪器性能发生变化, 请勿使用该仪器。请联系 Hillrom 技术支持部门寻求帮助。

### 故障排除

- 绿灯不亮**  
**可能原因** 电源故障。照明灯未通电。  
**解决方法** 检查是否所有电线均已正确连接。
- 绿灯亮**  
**可能原因** 灯工作不正常。  
**解决方法** 请联系 Hillrom 技术支持部门。

### 处置

用户必须遵守联邦、州、地区和 / 或当地与医疗设备和附件的安全弃置相关的所有法律法规。如有疑问, 设备用户应首先联系 Hillrom 技术支持部门以获取关于安全弃置方案的指南。

[welchallyn.com/weee](http://welchallyn.com/weee)

### 专利

[hillrom.com/patents](http://hillrom.com/patents)  
可能包含一项或多项专利。请参阅以上 Internet 地址。Hill-Rom 公司是欧洲、美国和其他地区专利及未决专利申请的所有人。

### Hillrom 技术支持

有关 Welch Allyn 产品的信息, 请联系 Hill-Rom 技术支持部门: [hillrom.com/en-us/about-us/locations](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations)。

### 性能特性

**光斑大小:** 工作距离为 50 厘米时, 为 14 厘米

**光斑类型:** 软边

### 规格

**电源**  
输入: 100-240 V ~ 50Hz-60Hz, 最大 0.35A

### 环境

- 温度**
  - 工作环境: 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
  - 运输 / 储存: -20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

- 相对湿度 (无冷凝)**
  - 工作环境: 15 – 90 %
  - 运输 / 储存 15 – 95%

- 大气压**
  - 工作环境: 700 – 1060 hPa
  - 运输 / 储存: 500 – 1060 hPa

### 设备分类

安全等级 1, 持续工作

### 其他技术信息

[welchallyn.com/gsseries](http://welchallyn.com/gsseries)

### 标准与合规性

设备符合下列标准:  
IEC 60601-1  
IEC 60601-1-2  
适用的符合标准声明中包含特定国家 / 地区的标准

### 批次代码

YYWW (产品上)  
YYDDD (包装上)  
YY = 年份的最后 2 位数  
WW = 一年中的一周  
DDD = 儒略年的连续日

### 指导准则和制造商声明 / EMC

有关电磁兼容性 (EMC) 的信息, 请参见 Welch Allyn 网站: [welchallyn.com/emc-examlight](http://welchallyn.com/emc-examlight)。

您可向 Welch Allyn 订购辐射和抗性信息的印刷副本, 我们将在 7 个日历日内为您提供。

### 附件

- 48955 GS 检查灯 IV/GS 300/GS 600 的台面 / 壁挂式底座
- 44215 12 英寸壁挂式延长线
- 48960 重负荷 / 移动式高支架

### 保修期

五年。

Hill-Rom 保留在不另行通知的情况下对设计、规格和型号进行更改的权利。Hill-Rom 对其产品的销售或租赁提供的明确书面担保为其唯一的担保。





# Welch Allyn® Green Series™ 300 通用檢查燈

# 901067 檢查 / 手術燈

## 使用說明 (繁體中文)

REF 771377, DIR 80025946 版本 B, 修訂日期: 2020-10

© 2020 Welch Allyn, Inc. 保留一切權利。未經 Welch Allyn 許可，任何人均不得以任何形式重製或複製本使用說明或其中之任何內容。Welch Allyn, Inc. (「Welch Allyn」) 恕不負責因下列因素而導致的任何人身傷害：(i) 未能依照本手冊所公佈的說明、注意事項、警告或用途聲明等正確使用本產品，或是 (ii) 任何非法或不當使用本產品。

Welch Allyn® 是 Welch Allyn, Inc. 的商標。Hillrom™ 是 Hill-Rom Services, Inc. 的商標。

Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

hillrom.com  
Welch Allyn, Inc. 是 Hill-Rom Holdings, Inc. 的子公司。

與歐盟進口商  
Welch Allyn Limited  
Navan Business Park, Dublin Road,  
Navan, Co. Meath C15 AW22  
Ireland

澳洲授權贊助商  
Welch Allyn Australia Pty. Ltd.  
Unit 4.01, 2-4 Lyonpark Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Phone 1800 650 083

### 用途

Welch Allyn GS 300 的設計，可符合醫師執業場所、醫院環境及專業人員工作場合的各種需求。本產品不適用於診斷或手術。

### 適用說明

本裝置應由受過訓練的醫護專業人員在醫院和醫療保健機構中使用，以在進行檢查和小手術時提供額外照明。

### 禁忌

本裝置不得用於診斷或手術。

### 符號說明

如需關於這些符號來源的資訊，請參閱 Welch Allyn 符號詞彙表：[welchallyn.com/symbolsglossary](http://welchallyn.com/symbolsglossary)

**警告** 本手冊中的警告聲明，指出可能會導致生病、傷害或死亡的情況或做法。警告聲明在黑白列印的文件上會呈現灰色背景。

**注意事項** 本手冊中的注意事項聲明指出可能會導致設備損壞、其他財產損壞和資料遺失的情況或做法。

# 產品辨識碼

REF 訂貨編號

LOT 批次代碼

GTIN 全球貿易項目號碼

請查閱 《使用說明》

MD 醫療裝置

**Rx ONLY** 限處方使用或「僅供有照醫療專業人員使用或憑其醫囑使用」

製造商

EC REP 歐洲共同體授權代表

注意：高強度光線

室內使用

溫度限制

氣壓限制

溼度限制

開機 / 關機

交流電 (AC)

請勿重複使用，屬單次使用型裝置

質量 (以公斤 (kg) 為單位)

易碎品

此面向上

可疊放數量限值

保持乾燥

可回收

請另外收集電機電子設備，請勿當做未分類的一般廢棄物處理。

### 警告

**警告** 使用本產品前，請先閱讀並了解使用說明。如未充分了解本產品的操作要求，可能會導致自己或病患受傷，也可能造成裝置損壞。

**警告** 強烈的照明度。請勿在操作過程中注視光源。這可能會傷害到眼睛。為了使眼睛因光學照射危害而受到傷害的風險降到最低，應避免直視明亮的光源以及反射光線；如果瞳孔大小異於平常，且並未出現厭光反應 (aversion response) 時便應保護眼睛。

**警告** 使用檢查燈時，理想的工作範圍應為 20 英吋 (50 公分)。如果以更近的距離進行照射，可能會傷害到皮膚。為了讓光學照射危害帶來皮膚傷害的風險達到最低，應盡可能減弱組織檢查部位的照明強度，盡可能縮短照射時間，並在組織外傷或麻醉使用造成皮膚敏感度改變時，採取進一步的預防措施。

**警告** 本產品屬於 A 類產品。在醫院 / 醫師的執業環境中，本產品可能造成無線電干擾，使用者可能要對此情況採取適當措施。

**警告** 本產品符合必要的現行電磁干擾標準，因此應該不會對其他設備造成問題，也不會受其他裝置所影響。但是為了小心起見，請避免在其他設備附近使用本裝置。

**警告** 請勿更改本設備。對本設備的任何更改，都可能造成病患受傷。對本設備的任何更改，都會導致產品保固失效。

**警告** 人員受傷風險。此設備必須設有保護性接地線，才能連接於電源插座，以避免發生觸電風險。

**警告** 人員受傷風險。電源線屬於斷電裝置，可將本設備移離電源插座。請將設備放置於適當位置，方便人員伸手就能拔下電源線。

### 注意事項

**注意事項** 只有獲授權的 Hillrom 維修中心才能對本產品進行維修。

**注意事項** 使用者無法自行維修或更換零件。


### 殘留風險

本產品符合相關的電磁干擾、機械安全性、性能及生物相容性標準。然而，無法保證本產品不會對潛在病患或使用者造成下列傷害：

- 與電磁危害相關的傷害或裝置損壞。
- 因機械危害造成的傷害。
- 因裝置、功能或參數無法使用造成的傷害。
- 誤用 (例如未充分清潔裝置) 造成的傷害，和 / 或
- 因接觸裝置而引起嚴重全身性過敏反應所造成的傷害。

### 支架


桌上 / 壁掛式支架





**警告** 請確認安裝托架固定於牆壁或桌上，或者確認已組裝好行動式支架，並依照指示將檢查燈牢固繫在托架或支架上。請勿在設備上懸掛或放置物品。

### 安裝說明

行動式支架組裝說明



安裝



### 清潔


**警告** 務必從牆上插座拔除裝置的插頭。

照明器具

1. 使用以下任何經認可的清潔劑，將軟布沾濕後進行清潔：
  - 溫水與溫和清潔劑
  - 70 % 異丙醇
  - 10% 漂白水溶液
2. 接著以溫水將軟布沾濕後進行擦拭。
3. 請用乾淨軟布擦乾。

清潔後，請檢查裝置有無磨損、磨耗或其他損壞。若您發現有損壞跡象、儀器故障、似乎無法正常運作，或是您注意到性能有變，則請勿使用。請聯絡 Hillrom 技術支援部門以取得協助。

### 疑難排解



### 廢棄處理

使用者務必遵守聯邦 / 國家、州 / 省、地區和 / 或當地與安全棄置醫療裝置和配件有關的所有法律與法規。如有任何疑問，本裝置的使用者應先與 Hillrom 技術支援部門聯絡，以取得安全棄置指導準則。

welchallyn.com/weee

### 專利

hillrom.com/patents  
可能受一項或多項專利保護。請參閱上方的網址。Hill-Rom 公司是歐洲、美國及其他專利和申請中專利的所有人。

### Hillrom 技術支援

如需任何 Hillrom 產品的相關資訊，請聯絡 Hillrom 技術支援部門：[hillrom.com/en-us/about-us/locations](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations)

### 性能特性

聚光燈大小：14 cm @ 50 cm 工作距離

聚光燈類型：柔和邊緣

### 規格

電力

輸入：100-240 V~ 50Hz-60Hz · 最大 0.35A

環境

溫度

- 操作：10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
- 運送 / 存放：-20 °C – 49 °C (-4 °F – 120 °F)

相對溼度：無凝結

- 操作：15 – 90 %
- 運送 / 存放：15 – 95%

大氣壓力

- 操作：700 – 1060 hPa
- 運送 / 存放：500 – 1060 hPa

設備等級

安全第 1 級，持續運轉

其他技術資訊

[welchallyn.com/gsseries](http://welchallyn.com/gsseries)

### 標準與合規

本裝置符合下列標準：

- IEC 60601-1
  - IEC 60601-1-2
- 適用的合規等級聲明中包含國家 / 地區特定標準

### 批次代碼

YYWW (在產品上)  
YYDDD (在包裝上)  
YY = 年份的最後 2 個數字  
WW = 當年的第幾週  
DDD = 儒略年的連續日

### 指導準則和製造商聲明 /EMC

有關電磁相容性 (EMC) 的資訊，請見 Welch Allyn 網站：[welchallyn.com/emc-examlight](http://welchallyn.com/emc-examlight)。

也可向 Welch Allyn 訂購紙本的發射和抗擾性資訊，7 日內送達。

### 配件

- 48955 GS 檢查燈 IV/GS 300/GS 600 桌面 / 牆面安裝架
- 44215 12” 牆面安裝延伸架
- 48960 重型 / 高行動式支架

### 保固

五年。

Hill-Rom 保留變更設計、規格和型號的權利，恕不另行通知。Hill-Rom 提供的唯一保固是其產品販售或租賃時的明確書面延長保固。

